



Sint Maartenskliniek

## Botgroeistimulator

Uw behandelend arts heeft u een Ossatec® botgroeistimulator voorgeschreven. Dit is een apparaat dat ervoor kan zorgen dat uw botten sneller genezen. Het apparaat neemt u mee naar huis.

### Hoe werkt de Ossatec® botgroeistimulator?

De botgroeistimulator legt in en om de breuk een pulserend electromagnetisch veld aan. Dit bevordert de vorming van nieuw bot. Daardoor geneest uw lichaam sneller na een breuk of operatie. Meer informatie over de werking van het apparaat kunt u vinden op [www.ossatec.eu](http://www.ossatec.eu).

## Onze behandeling

### Controle

---

U gebruikt de Ossatec® botgroeistimulator 6 tot 8 weken. Daarna komt u terug op de polikliniek bij uw behandelend arts. U heeft dan een afspraak bij het Gips- en Wondbehandelcentrum. Daar controleren wij of de behandeling goed verloopt en of u nog een extra batterij nodig heeft. Het is voor ons belangrijk dat u bij elke controle de Ossatec® en alle onderdelen meeneemt naar het ziekenhuis.

### Belangrijk om te weten

---

- De totale behandelduur bedraagt gemiddeld 3 maanden. Uw behandelend arts kan hiervan afwijken
- U gebruikt de Ossatec® 4 uur per etmaal.
- Een batterij heeft een gemiddelde levensduur van 150 uur. U krijgt 3 volle batterijen mee naar huis. Let op: gooi lege batterijen NIET weg! Deze kunt u in het doosje bewaren en meenemen naar uw controle.
- De Ossatec® is spatwaterdicht. Tijdens het douchen moet u het apparaat afkoppelen.
- Voor iedere röntgenfoto dient het Ossatec® systeem inclusief de spoel verwijderd te worden.
- De Sint Maartenskliniek betaalt het gebruik van het Ossatec® systeem.

- U krijgt het Ossatec® systeem in bruikleen; u bent er dus verantwoordelijk voor. Beschadigingen door onjuist gebruik kunnen we daarom bij u in rekening brengen.

## Waarschuwing

---

De Ossatec® botgroeistimulator is gevoelig voor extreme temperaturen. U mag de Ossatec® niet blootstellen aan temperaturen hoger dan +45°C of lager dan -10°C. Daarnaast kan onderdompelen in water veel schade aanbrengen aan het apparaat. In de volgende gevallen moet u de batterij afkoppelen:

- Aan boord van een vliegtuig
- In een ambulance
- Op de intensive care
- Op de spoedeisende hulp
- Op andere soortgelijke ziekenhuisafdelingen

## Vragen of problemen

---

Als u vragen heeft of tegen problemen aanloopt wanneer u het apparaat thuis gebruikt, dan kunt u altijd contact opnemen met het Gips- en Wondbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek. Wij beantwoorden graag uw vragen. Ook als alle batterijen leeg zijn, kunt u ons bellen. Wij sturen u dan direct een nieuwe batterij op. Ons centrum is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, via telefoonnummer (024) 365 94 80. Heeft u buiten deze tijden klachten, dan kunt u het algemene nummer bellen: (024) 365 99 11.

Bij storingen van het apparaat kunt u contact opnemen met de firma Ossatec via telefoonnummer (0413) 265 281.